


# Спецификация

## MaxiFlex® Active™ 34-814

Цветное покрытие	Розовый
Цветная подкладка	Розовый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Материал покрытия	Нитрил
Тип подкладки	Бесшовная, нейлон с Lycra®
Номер патента	EP 1 608 808



### Размеры

Возможные размеры	Размер 5 (XXS)	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Общая длина перчатки (+/-5 мм)	185	195	205	215	220	225	230
Длина запястья (мм)	55	60	65	65	70	70	70
Ширина запястья (мм)	65	65	65	70	75	75	80
Ширина ладони (мм)	75	80	82	84	94	97	100
Вес перчатки / пары (+/-5 граммов)	26	28	32	38	40	42	44
Цвет обметки	Фиолетовый	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный



# Спецификация

## MaxiFlex® Active™ 34-814

### Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Да
EN 388: 2003	SATRA	4131
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		нет данных
1935/2004/EC (контакт с продуктами питания в пределах ЕС)		-
FDA раздел 177.2600 (контакт с продуктами питания в пределах США)	SATRA	Успешно прошел

Если в связи со своим дизайном и конструкцией перчатки не соответствуют требованиям EN 420 относительно размеров руки, эти перчатки будут классифицированы как "предназначенные для особых целей".

### Типовые характеристики

EN 388 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Cycles
EN 388 B. Устойчивость к порезам	> 1.2 index
EN 388 C. Устойчивость к разрывам	> 50 Ньютоны
EN 388 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
Сертификация OekoTex® 100	Сертифицировано
Sanitized	Да



# Спецификация

## MaxiFlex® Active™ 34-814



### Специальные свойства

Не содержат силикон	Да
---------------------	----

### Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

### Вес

Возможные размеры	Size 5 (XXS)	Size 6 (XS)	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)
Масса брутто (кг)	5	5.3	5.9	6.7	7	7.3	7.6
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	4	4.3	4.9	5.7	6	6.3	6.6

Составлено: 18.11.2014

